

AED

(自动体外心脏去颤器)

1

启动AED。

2

使用AED电极片。
去除任何可能会影响电极片放置的衣服、饰物和医疗贴片。
如果胸部潮湿，擦干皮肤。
对于儿童或婴儿，使用儿童或婴儿电极片或确保两片电极片之间相距有2.5厘米(1英寸)。如有必要，将一片电极片放在胸前，一片放在背部。



3

按照AED的自动提示进行操作。
如果AED提示进行电击，确保在其他人没有接触患者时才发出电击。



4

从压胸开始继续心肺复苏。



本海报中的信息不能取代正式的急救和心肺复苏培训。

联系我们，查找你所在地区的红十字会急救课程并下载我们的免费急救应用程序：

myrc.redcross.ca | 1.877.356.3226 | redcross.ca/apps

We acknowledge the financial support of the Province of British Columbia.



AED

(自動體外心臟去顫器)

1

啟動AED。

2

使用AED電極片。
去除任何可能會影響電極片放置的衣服、飾物和醫療貼片。
如果胸部潮濕，擦乾皮膚。
對於兒童或嬰兒，使用兒童或嬰兒電極片或確保兩片電極片之間相距有2.5厘米(1英寸)。如有必要，將一片電極片放在胸前，一片放在背部。



3

按照AED的自動提示進行操作。
如果AED提示進行電擊，確保在其他人沒有接觸患者時才發出電擊。



4

從壓胸開始繼續進行心肺復甦。



本海報中的信息不能取代正式的急救和心肺復甦培訓。
聯繫我們，查找你所在地區的紅十字會急救課程並下載我們的免費急救應用程式：

myrc.redcross.ca | 1.877.356.3226 | redcross.ca/apps

We acknowledge the financial support of the Province of British Columbia.

